

TOUS LES TUBES DOIVENT ETRE RETOURNES 5 A 10 FOIS

 	<p>① TUBE CITRATE (<u>purger avec un 1^{er} tube citrate si tubulure</u>)</p> <p>-TP, INR, TCK, TCA, D-dimères, Fibrinogène, -Facteurs de la coagulation, Protéines C et S, anticoagulant circulant, antithrombine III : à remettre en mains propres au labo dans l'heure, domicile déconseillé</p>
  	<p>② TUBE SERUM+GEL</p> <p>-BIOCHIMIE : albumine, acide urique, amylase, bilirubine, calcium, phosphore, réserve alcaline, étude anomalie lipidique, ApoA, ApoB, fer, saturation, GGT, LDH, lipase, magnésium, PAL, ASAT, ALAT, urée, créatinine, folates, CPK ,CPK-MB, CRP, β2microglobuline, haptoglobine, ferritine, transferrine ,immunoglobulines, myoglobine, troponine, C3,C4, FR, préalbumine, protides, orosomucoïde</p> <p>-SEROLOGIES : HIV, Toxo, Rubéole, CMV, hépatites A, B, C, EBV, BW</p> <p>-HORMONOLOGIE: βHCG, FSH, LH, estradiol, progestérone, SDHA, prolactine, TSH, T3L, T4L, ATPO, ATG, testostérone, cortisol</p> <p>-MARQUEURS: ACE, AFP, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, PSA libre et total</p> <p>-DIVERS : IgA, IgG, IgE, IgM, CDT, vit B12, vit D, HT21, folates</p> <p>-ELECTROPHORÈSE (EP), Immunoélectrophorèse (IEP) (1 tube)</p> <p>-ALLERGÈNES (Phadiatop, Trophatop,...) (2 tubes)</p>
	<p>③ TUBE SERUM</p> <p>-Dosages médicamenteux -RAI (1 tube +1 tube EDTA)</p>
	<p>④ TUBE HEPARINE +GEL</p> <p>-Ionogramme (Na, K, Cl) -Troponine</p>
	<p>⑤ TUBE HEPARINE SANS GEL (fourni sur demande)</p> <p>-Magnésium intra érythrocytaire, plomb, cadmium, Zinc</p>
 	<p>⑥ TUBE EDTA</p> <p>-NFS, plaquettes, Réticulocytes, VS -Groupe sanguin (1 tube par détermination) -RAI (1 tube +1 tube SERUM sans gel) -Hémoglobine glycosylée – HBA1C (1 tube) -BNP, PTH (1 tube) -Ciclosporine, sirolimus, tacrolimus (1 tube) -CTX (Crosslaps) (1 tube) -HLAB27 (1 tube, +attestation de consultation) -Immunophénotypage des lymphocytes (2 tubes) -Test de Coombs (1 tube) -Charge virale Hépatite B, C, HIV (3 tubes)</p>
	<p>⑦ TUBE FLUORE</p> <p>-Glycémie / Toxiques (amphétamines, cannabis, cocaïne, ecstasy, opiacés)</p>
	<p>⑧ TUBE HEPARINATE DE SODIUM (fourni sur demande)</p> <p>Lithium intra érythrocytaire, baryum, cuivre, zinc</p>